

МИНИ-КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
2025

Create it 

NSK

ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ	Серия Ti-Max Z(стр.4) / Серия S-Max M(стр.5) Серия S-Max pico(стр.6) / Серия X450(стр.8) Серия DynaLED(стр.9) / Серия Pana-Max(стр.10-11)	стр.4-11
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ / УГЛОВЫЕ	Серия Ti-Max Z(стр.12) / Серия nano(стр.13) Серия Ti-Max X(стр.14-15) / Серия S-Max M(стр.16) Серия FX(стр.17) Серия EX(стр.18-19)	стр.12-19
МОТОРЫ КЛИНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ	NLX nano/ NLX plus / Multi Pad(стр.20-21) NBX / M40XS(стр.22) Пневматические микромоторы(стр.23)	стр.20-23
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА	Ультразвуковые скалеры Varios 970 / 370 / 170(стр.24) Насадки для ультразвуковых скалеров Varios(стр.25-35) Пневматические скалеры Ti-Max S970 / AS2000(стр.36) Насадки для пневматических скалеров(стр.37-41) Система для полирования зубов Prophy-Mate neo(стр.42) Система для поддесневой обработки Perio-Mate(стр.43)	стр.24-43
ЭНДОДОНТИЯ	Эндомоторы ENDO-MATE TC2 / DT(стр.44) Апекслокатор iРexII(стр.45)	стр.44-45
ХИРУРГИЯ	Ультразвуковая хирургическая система VarioSurg3(стр.46) Насадки для VarioSurg(стр.47-53) Хирургический физиодиспенсер Surgic Pro2 / Pro+ / Pro(стр.54-57) Наконечники для хирургии(стр.58) Наконечники для микрохирургии(стр.60) Наконечники для костной пластики(стр.61-62) iSD900 / Osseo 100 / 100+(стр.63)	стр.46-63
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Серия моторов ULTIMATE XL(стр.64-65) Серия моторов VOLVERE i7(стр.66) PRESTO AQUA II(стр.67)	стр.64-67
ОБСЛУЖИВАНИЕ	iCare(стр.68) PANA SPRAY Plus / Мульти-манометры(стр.69) Авторизованные сервисные центры(стр.71)	стр.68-71
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Список официальных дилеров	стр.72-75

ПРЕИМУЩЕСТВА NSK

Сотообразное оптическое стекло от NSK

Сотообразное оптическое стекло обеспечивает идеальную светопроводимость, оно очень надежно и не меняет своей структуры при многократном автоклавировании.

Комплексный опорный подшипник (ISB) от NSK

Стандартные шариковые подшипники состоят из внутреннего кольца, внешнего кольца, сепаратора и шариков, в то время как в комплексном опорном подшипнике (ISB) сам вал образует внутреннее кольцо и держит внешнее. Соединение вала и внутреннего кольца обеспечивает повышенную жесткость, которая способствует точному и постоянному вращению без вибрации.

Керамические подшипники от NSK

Керамические подшипники на 25% тверже, чем стальные, но при этом весят в 2 раза меньше. Преимуществом керамических подшипников является то, что износ при трении между деталями подшипникового узла значительно ниже, это обеспечивает повышенную производительность и долговечность, а также более тихий режим работы.

Система очистки головки от NSK

Запатентованная система очистки головки NSK встроена в наконечник. Она представляет собой специальный неподвижный механизм, который автоматически предотвращает проникновение жидкости и других загрязняющих веществ в головку наконечника, что увеличивает срок службы подшипника.

Кнопочный зажим от NSK

Кнопочный зажим - оригинальный механизм от NSK с автоматическим зажимным патроном, который усиливает фиксацию бора во время вращения. Зажим обеспечивает установку и извлечение бора одним нажатием кнопки без каких-либо дополнительных инструментов. Механизм зажима бора разработан таким образом, что сила удержания бора увеличивается при возрастании скорости.

Четырехточечный спрей от NSK

Четырехточечный спрей от NSK эффективно охлаждает всю поверхность бора и равномерно распределяет эффект охлаждения по всем зонам.

Безвозвратный клапан от NSK

Безвозвратный клапан встроен в переходник, а также в воздушные моторы. Он предотвращает обратное втягивание загрязняющих жидкостей в систему подачи охлаждения наконечника. В сочетании с системой очистки головки безвозвратный клапан эффективно защищает наконечник от проникновения загрязняющих веществ внутрь.

Эргономика и комфорт инструментов NSK

Компания NSK сосредотачивает все свои усилия на разработке наконечников, которые удобны в использовании даже при длительном применении. Причем это требование учитывается при разработке наконечников со всеми типами головок. Титан - оптимальный материал, он особенно легкий, приятен на ощупь и плотно держится в руке за счет текстуры поверхности даже при работе в перчатках.

Покрытие против скольжения DURAGRIP от NSK

Специальное покрытие корпуса, созданное для повышения комфорта при работе с инструментом, также как и DURACOAT устойчиво к царапинам.

Покрытие против царапин DURACOAT от NSK

Покрытие DURACOAT - последняя разработка компании NSK в области совершенствования поверхности инструментов. Покрытие обладает такими преимуществами, как свойства биосовместимости титана, отсутствие компонентов, вызывающих аллергические реакции, а также увеличенный срок службы. DURACOAT - гладкая приятная на ощупь поверхность, обеспечивающая защиту от царапин. Наконечник с таким покрытием удобно держать в руке.

Можно стерилизовать в автоклаве

Все наконечники NSK обладают повышенной надежностью и долгим сроком службы при повседневном автоклавировании. Все наконечники можно автоклавировать при температуре до 135°C.

Можно обрабатывать в аппарате для термодезинфекции

Для предотвращения распространения инфекций рекомендуется дезинфицировать наконечники до автоклавирования. Данный символ [X] на вашем приборе NSK означает, что вы можете обрабатывать наконечник аппаратом для термодезинфекции.

Переходники с технологией LED

- Корпус из нержавеющей стали • Титановое покрытие • Безвозвратный клапан
- Светодиод встроен в переходник

LED	оптический МОДЕЛЬ APT. цена		
	● PTL-CL-LED	P1001600	180\$
Для соединения NSK			
● PTL-CL-LEDIII	P1001601	255\$	
Для соединения NSK с регулятором объема подачи спрея			
● KCL-LED	P1005600	310\$	
Для соединения KaVo® MULTIflex® LUX c регулятором объема подачи воды			
● SCL-LED	P1009600	310\$	
Для соединения Sirona® с регулятором объема подачи воды			

Переходники NSK

- Корпус из алюминия • Безвозвратный клапан

	оптический МОДЕЛЬ APT. цена		
	— FM-CL-M4	P434051	110\$
4-канальное соединение стандарта Midwest			
— QD-J M4	T334051	110\$	
4-канальный разъем Midwest			
— QD-J B2/B3	T332051	110\$	
2-канальный разъем Borden			

S-Max pico

- Корпус из нержавеющей стали • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	S-Max pico	P1140	680\$

мощность: 9 Вт
скорость: 380 000-450 000 об/мин
размер головки: ø8,6 x B9,0 мм
для боров с коротким / очень коротким хвостовиком.
Набор боров в комплекте.

Прямое подключение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®




оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	S-Max pico KL	P1142	720\$

мощность: 9 Вт
скорость: 380 000-450 000 об/мин
размер головки: ø8,6 x B9,0 мм
для боров с коротким / очень коротким хвостовиком.
Набор боров в комплекте.

S-Max pico

Модельный ряд боров



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
PC1	Y1001817	45\$
Набор из 3 шт.		
PC2	Y1001818	45\$
Набор из 3 шт.		
PC3	Y1001819	45\$
Набор из 3 шт.		
PC3ff	P1002019	45\$
Набор из 3 шт.		
PC4	Y1001820	45\$
Набор из 3 шт.		
PC4ff	P1002020	45\$
Набор из 3 шт.		
PC5	Y1001821	45\$
Набор из 3 шт.		
PC5ff	P1002021	45\$
Набор из 3 шт.		
PC6	Y1001822	45\$
Набор из 3 шт.		
PC6ff	P1002022	45\$
Набор из 3 шт.		



Ti-Max X450

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Угол наклона головки 45° • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Трехточечный водяной поток

Подсоединение к переходникам NSK	оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	●	X450L	P1078	960\$
	—	X450	P1088	820\$
мощность: 21 Вт скорость: 380 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,5 мм Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)				

Прямое подсоединение к шлангам	оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	—	X450M4	P1092001	695\$
мощность: 18 Вт скорость: 380 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,5 мм Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)				

Прямое подсоединение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®	оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	●	X450KL	P1079	999\$
	●	X450SL	P1080	999\$
мощность: 18 Вт скорость: 380 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,5 мм Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)				

DynaLED

- Встроенный генератор подсветки LED • Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Турбины с интегрированной автономной подсветкой LED	ГОЛОВА	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	Миниатюрная	M500LG M4	P1105	650\$
	Стандартная	M600LG M4	P1104	650\$
	Миниатюрная	M500LG B2	P1107	650\$
	Стандартная	M600LG B2	P1106	650\$
	Миниатюрная	M500LG QD	P1109	650\$
	Стандартная	M600LG QD	P1108	650\$

Миниатюрная головка
мощность: 15 Вт (M4, B2) / 13 Вт (QD)
скорость: 380 000 - 450 000 об/мин
размер головки: ø10,6 x B12,4 мм

Стандартная головка
мощность: 16 Вт (M4, B2) / 14 Вт (QD)
скорость: 330 000 - 430 000 об/мин.
размер головки: ø12,1 x B13,3 мм



Pana-Max PLUS

- Корпус из нержавеющей стали
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Подсоединение к 4-канальным шлангам Midwest	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	—	PAP-MU M4	P1021	265\$
	скорость: 380 000-450 000 об/мин. Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм;			
	—	PAP-SU M4	P1022	265\$
	скорость: 340 000-410 000 об/мин. Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм;			
Подсоединение к 2/3-канальным шлангам Borden	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	—	PAP-MU B2	P1023	265\$
	скорость: 380 000-450 000 об/мин. Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм;			
	—	PAP-SU B2	P1024	265\$
	скорость: 340 000-410 000 об/мин. Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм;			

Pana-Max2

- Корпус из нержавеющей стали • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора (кроме Pana-Max2R)
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам NSK PTL	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	—	Pana-Max2 PTL	P1211	210\$
	Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			
Прямое подсоединение к переходникам KaVo® MULTIflex®	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	—	Pana-Max2 KV	P1212	210\$
	Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			
Подсоединение к переходникам NSK QD	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	—	Pana-Max2 QD	P1156	210\$
	Скорость: 300 000-400 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			
Подсоединение к 4-канальным шлангам Midwest	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	—	Pana-Max2 M4	P1154	210\$
	Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			
	—	Pana-Max2R M4	T1029	145\$
	Скорость: 300 000-400 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B12,5 мм Цанга с ключом			
Подсоединение к 2/3-канальным шлангам Borden	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	—	Pana-Max2 B2	P1155	210\$
	Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			
	—	Pana-Max2R B2	T1030	145\$
	Скорость: 300 000-400 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B12,5 мм Цанга с ключом			



Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин/скольжения
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора • Микрофильтр



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	Z95L	C1034	1 290\$
• Повышение 1:5 • 4-точечный спрей • Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC) • Макс. скорость: 200 000 об/мин			



●	Z85L	C1062	1 255\$
• Повышение 1:5 • Одинарный спрей • Миниатюрная головка • Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники • Макс. скорость: 200 000 об/мин • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC) *Только для боров с коротким хвостовиком			



●	Z25L	C1038	765\$
• Передача 1:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 40 000 об/мин			



●	Z15L	C1039	867\$
• Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 10 000 об/мин			



●	Z10L	C1040	1 085\$
• Понижение 16:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 2 500 об/мин			

Ti-Max Z45L

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против • Угол наклона головки 45°
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей (струя/распыление) • Микрофильтр
- Система против нагрева • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	Z45L	C1064	1 400\$
• Повышение 1:4,2 • Для FG боров (ø1,6 мм) • Макс. скорость: 168 500 об/мин			

Ti-Max nano

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора (за исключением nano65LS)



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	nano95LS	C1099	1 425\$
• Повышение 1:5 • Повышенная надежность • Четырехточечный спрей • Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники • Микрофильтр • Система против нагрева • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC) • Макс. скорость: 200 000 об/мин			



●	nano25LS	C1100	890\$
• Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Микрофильтр • Макс. скорость: 40 000 об/мин			



●	nano15LS	C1101	915\$
• Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Микрофильтр • Макс. скорость: 10 000 об/мин			



●	nano65LS	H1048	930\$
• Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для НР боров (ø2,35 мм) • Для СА боров (ø2,35 мм)* • Макс. скорость: 40 000 об/мин *Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.			



Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (за исключением X65L/65)
- Микрофильтр (за исключением X65L/65)

оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	● X95L	C600	845\$
	— X95	C610	825\$
• Повышение 1:5 • 4-точечный спрей • Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники • Макс. скорость: 200 000 об/мин			
	● X85L	C604	893\$
	— X85	C614	825\$
• Повышение 1:5 • Одинарный спрей • Миниатюрная головка • Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники • Система очистки головки • Кнопочный Зажим бора • Макс. скорость: 200 000 об/мин *Только для боров с коротким хвостовиком			
	● X25L	C601	715\$
	— X25	C611	610\$
• Передача 1:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 40 000 об/мин			
	● X15L	C602	1 012\$
	— X15	C612	910\$
• Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 10 000 об/мин			
	● X65L	H273	950\$
	— X65	H274	840\$
• Передача 1:1 • Одинарный спрей • Для НР боров (ø2,35 мм) • Для СА боров (ø2,35 мм)* • Макс. скорость: 40 000 об/мин *Необходимо использовать вместе с ограничителем бора.			

Ti-Max X

Эндодонтические наконечники		оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	● X35L	C620	1 111\$		
	— X35	C624	979\$		
• Понижение 10:1 • Одинарный спрей • Для ручных и машинных файлов • Возратно-поступательное движение на 60° • Кнопочный Зажим бора • Макс. скорость: 4 000 об/мин					
		QF Adaptor		C877701	51\$
Наконечники для профилактики		оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	● X55L	C608	1 331\$		
	— X55	C618	1 095\$		
• Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для профилактических насадок / насадок EVA • Движение вертикальное возвратно-поступательное (длина хода-1,4 мм) • Насадки Lamineer приобретаются отдельно • Макс. скорость: 10 000 об/мин					
	● X57L	C609	1 012\$		
	— X57	C619	731\$		
• Понижение 16:1 • Для колпачков и шеток с резьбой • Вращение на 360° • Без подачи воды • Макс. скорость: 2 500 об/мин					



S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (M95L / M95, M25L / M25, M15L / M15)

	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	●	M95L	C1023	720\$
	—	M95	C1026	575\$
• Повышение 1:5 • 4-точечный спрей • Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники • Макс. скорость: 200 000 об/мин				
	●	M25L	C1024	499\$
	—	M25	C1027	328\$
• Передача 1:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 40 000 об/мин				
	●	M15L	C1025	545\$
	—	M15	C1028	380\$
• Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 10 000 об/мин				
	—	M65	H1008	319\$
	• Передача 1:1 • Одинарный спрей • Для НР боров (ø2,35 мм) • Для СА боров (ø2,35 мм)* • Макс. скорость: 40 000 об/мин *Необходимо использовать вместе с ограничителем бора.			

FX series

Наконечники общего назначения
С наружной системой подачи охлаждения

	• Прямая передача 1:1 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники • Макс. скорость: 40 000 об/мин			
—	FX23	C1056002	163\$	
	• Прямая передача 1:1 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 30 000 об/мин			
—	FX15	C1053002	285\$	
	• Понижение 4:1 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники • Макс. скорость: 10 000 об/мин			
Наконечники для эндодонтии				
	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	FX75	C1055002	388\$	
	• Понижение 16:1 • Миниатюрная головка • Для машинных файлов • Вращение на 360 • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 1 250 об/мин			
Наконечники для профилактики				
	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	FX57	C1054002	229\$	
	• Понижение 4:1 • Для колпачков и щеточек с резьбой • Вращение на 360 • Без подачи воды • Система защиты от пасты • Макс. скорость: 5 000 об/мин			
	—	FX65	H1014002	220\$
	• Прямая передача 1:1 • Для НР боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Макс. скорость: 40 000 об/мин			




NAC-EC



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	NAC-EC	Y110148	180\$
• Прямая передача 1:1 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Макс. скорость: 30 000 об/мин			
	Spray Nozzle	C032701	15\$
• Распылительная насадка для NAC, BB, FPB, FFB (приобретается отдельно)			


EX-6B



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	EX-6B	H260001	245\$
• Передача 1:1 • Для НР боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Макс скорость: 40 000 об/мин			
	Spray Nozzle	H019711	15\$
• Распылительная насадка для EX-6B, EX-5B (приобретается отдельно)			

Головки и редукторы серии EX

С наружной системой подачи охлаждения
Головки общего применения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
FPB-Y	C875	210\$
• Для СА боров (02,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники • Макс. скорость: 40 000 об/мин		
NAC-Y	C032002	90\$
• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Макс. скорость: 30 000 об/мин		
BB-Y	C037	158\$
• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Шариковые подшипники • Макс. скорость: 40 000 об/мин		
NBBW-Y	C211	158\$
• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Шариковые подшипники • С соплом для подачи охлаждения • Макс. скорость: 40 000 об/мин		
NM-Y	C247	147\$
• Миниатюрная головка • Зажим бора с защелкой • Для СА боров (02,35 мм) • Макс. скорость: 30 000 об/мин		
FFB-Y	C884	156\$
• Для FG боров (01,6 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Макс. скорости: 40 000 об/мин		
NRS2-Y	C549	148\$
• Понижение 10:1 • Для СА боров (02,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 3 000 об/мин		

Головки и редукторы серии EX

Головки для эндодонтического применения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
MP-Y	C547	159\$
• Миниатюрная головка • Кнопочный зажим • Макс. скорость: 20 000 об/мин		
MPA-Y	C548	280\$
• Возможность подключения к апекслокатору (для длинного хвостовика) • Миниатюрная головка • Кнопочный зажим • Макс. скорость: 20 000 об/мин		
MPAS-Y	C882	280\$
• Возможность подключения к апекслокатору (для короткого хвостовика) • Миниатюрная головка • Кнопочный зажим • Макс. скорость: 20 000 об/мин		
TEQ-Y	C849001	210\$
• Возвратно-поступательное движение на 80° • Для машинных файлов (ø2,35 мм) • Кнопочный зажим • Макс. скорость: 4 000 об/мин		
TEP-Y	C837001	210\$
• Возвратно-поступательное движение на 90° • Для ручных файлов • Кнопочный зажим • Макс. скорость: 4 000 об/мин		

Редукторы



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
EC-30	C100008	150\$
• Прямая передача 1:1		
ER4	C634	230\$
• Понижение 4:1		
ER10	C635	280\$
• Понижение 10:1		
ER16	C636	290\$
• Понижение 16:1		
ER64	C637	355\$
• Понижение 64:1		



NLX nano

Портативный электрический микромотор
Скорость: 2 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 3,4 Н·см

Бесщеточный




оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	NLX nano S230(230V)	Y1001362	2 320\$
Комплектация: • NLX nano U (Блок управления) • NLX nano (Микромотор) • NLX CO (Кабель) • NLAC (Блок питания) 2308			

Встраиваемый электрический микромотор
Скорость: 1 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 3,4 Н·см

Бесщеточный

Отдельные компоненты встраиваемой системы



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	NLX BF D1C0B	U1020010	650\$
• Блок питания с модулем подсветки и пневмовыходами для встраиваемой системы • Размеры с корпусом: Ш115 x Д68,5 x В40 (мм)			
●	NLS-A ADPB	U1020050	200\$
• Трансформатор для встраиваемой системы (24 В Пер.тока- 32 В Пост.тока)			
●	NLS-A SELB	U1020056	250\$
• Селекторный блок для встраиваемой системы • Размеры: Ш62 x Д50 x В28,6 (мм)			
●	NLX nano	E1044051	1 300\$
• Только микромотор NLX nano (Без кабеля) • Цельный титановый корпус • Автоклавирирование при температуре до 135°C			
●	nano CDB	E1044066	440\$
• Кабель микромотора NLX nano для встраиваемой системы (2,2 м)			

NLX plus

Встраиваемый электрический микромотор
Скорость: 100-40 000 об/мин, крутящий момент: 4,0 Н·см, с функцией "Эндо"

Бесщеточный

Отдельные компоненты встраиваемой системы



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	NLX BF D1C0B	U1020010	650\$
• Блок питания с модулем подсветки и пневмовыходами для встраиваемой системы • Размеры с корпусом: Ш115 x Д68,5 x В40 (мм)			
●	NLS-A ADPB	U1020051	200\$
• Трансформатор для встраиваемой системы (24 В Пер.тока- 32 В Пост.тока)			
●	NLS-A SELB	U1020056	250\$
• Селекторный блок для встраиваемой системы • Размеры: Ш62 x Д50 x В28,6 (мм)			
●	NLX plus	E1040051	1 400\$
• Только микромотор NLX plus (Без кабеля) • Титановый корпус • Автоклавирирование при температуре до 135°C			
●	plus CD	E1040062	440\$
• Кабель микромотора NLX plus для встраиваемой системы (2,2 м)			

Комплект Multi Pad

Блок управления для встраиваемой системы NLX nano/NLX plus



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Multi Pad	Y1001845	655\$
• Вх. напряжение: DC + 12 В • Вх. ток: 100 мА • Макс. мощность: 1,2 Вт • Размеры: Ш95x Д138x В31 (мм)		
Multi PadAuto-Select	Y1001846	684\$
• Вх. напряжение: DC + 12 В • Вх. ток: 100 мА • Макс. мощность: 1,2 Вт • Размеры: Ш95x Д138x В31 (мм) • Для NLX Nano, NLX Plus, NBX и Varios 170 (ШХ)		

NBX Встраиваемый электрический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения



Комплекты микромотора NBX со шлангом



Встраиваемый ультракомпактный микромотор с оптикой LED



Шланг микромотора NBX



M40 XS Встраиваемый электрический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения

Простое подключение к шлангам Bien-Air® MC3®



Шланг для микромотора M40 XS



МОДЕЛЬ	APT.	цена
iMD	Y1002846	665\$
• Блок питания для встраиваемой системы с "ЭНДО" функцией • Размеры с корпусом : Ш86 x Д57 x В33 (мм)		
iMD BS	Y1002847	520\$
• Блок питания для встраиваемой системы без "ЭНДО" функции • Размеры с корпусом : Ш86 x Д57 x В33 (мм)		
iMD SEL	Y1002848	270\$
• Селекторный блок для встраиваемой системы при использовании 2 микромоторов на одной установке • Размеры с корпусом : Ш68,5 x Д56,5 x В38,5 (мм)		

оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	NBX MCB	E1059001	1 185\$
—	NBX N MCB	E1074001	1 095\$

оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	NBX	E1059051	915\$
—	NBX N	E1074051	820\$
• Компактный и легкий титановый корпус • Минимальный уровень тепловыделения • Подсветка LED, встроенная в микромотор (NBX)			

МОДЕЛЬ	APT.	цена
NBX CDB	E1059061	292\$
NBX N CDB	E1074061	287\$

Ti-Max X205L Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения
Подсоединение к шлангам Midwest M6



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	X205L	M1013	885\$*
• Вращение вокруг шланга на 360° с подсветкой LED • 32 000 люкс • Безвозвратный клапан • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Макс. скорость 23 000 об/мин ±10%			

S-Max M205 Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
—	M205	M1007	499\$*
• Корпус из нержавеющей стали • 4-канальный разъем Midwest • Безвозвратный клапан • Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%			

FX205 Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
—	FX205 M4	M1005002	410\$*
• 4-канальный разъем Midwest • Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%			
—	FX205 B2	M1006002	410\$*
• 2-канальный разъем Borden • Макс. скорость 25 000 об/мин ±10%			

Комплект с пневматическим мотором



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
—	FX205 M4/FX25 Set	Y1002667	795\$*
• 4-канальный разъем Midwest			
—	FX205 B2/FX25 Set	Y1002668	795\$*
• 2-канальный разъем Borden Комплектация • Пневматический мотор (FX205) • Прямой наконечник (FX65) • Угловой наконечник (FX25)			

Varios 970



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	VA970 LUX (230V)	Y1001168	2 280\$
• Блок управления • Наконечник • Шланг наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8) • Педаль (FC-70) • 2 емкости • 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Кабель питания • Бокс для стерилизации			

Varios 370



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	VA370 LUX (230V)	Y1001343	1 515\$
—	VA370 (230V)	Y1001340	1 340\$
• Блок управления со шлангом наконечника • Держатель блока управления • Наконечник • Блок питания • Набор с фильтром для воды • Держатель наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8) • Педаль (FC-71) • Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента			

Varios 170



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	VA170 LUX (230V)	Y1002114	1 160\$
—	VA170	Y1002115	858\$
• Встраиваемый модуль • Наконечник • Шланг наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8) • 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Бокс для стерилизации			

Varios

Удаление зубных отложений




МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
NSK G1	Z217101	47\$
EMS® G1-E	Z291101	47\$
NSK G2	Z217102	47\$
EMS® G2-E	Z291102	47\$
NSK G3	Z217103	47\$
EMS® G3-E	Z291103	47\$
NSK G4	Z217104	47\$
EMS® G4-E	Z291104	47\$
NSK G5	Z217105	47\$
NSK G6	Z217106	49\$
EMS® G6-E	Z291106	49\$
NSK G7	Z217107	47\$
NSK G8	Z217108	47\$
NSK G9	Z217109	47\$
NSK G11	Z217411	47\$
NSK G12	Z217412	47\$
NSK G13	Z217413	47\$



Varios

Пародонтология	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	NSK P1	Z217404	59\$
	NSK P1D	Z217405	62\$
• С алмазным покрытием			
	NSK P2D	Z217402	62\$
• С алмазным покрытием • С наклоном вправо			
	NSK P3D	Z217403	62\$
• С алмазным покрытием • С наклоном влево			
	NSK P10	Z217410	68\$
• С острой кромкой			
	NSK P11R	Z217408	68\$
• С острой кромкой • С наклоном вправо			
	NSK P11L	Z217409	68\$
• С острой кромкой • С наклоном влево			
	NSK P20	Z217420	68\$
	EMS® P20-E	Z291420	68\$
	NSK P21R	Z217422	68\$
	EMS® P21R-E	Z291422	68\$
• С наклоном вправо			
	NSK P21L	Z217421	68\$
	EMS® P21L-E	Z291421	68\$
• С наклоном влево			

Varios

Пародонтология	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	NSK P25R	Z217424	68\$
	EMS® P25R-E	Z291424	68\$
• С наклоном вправо			
	NSK P25L	Z217425	68\$
	EMS® P25L-E	Z291425	68\$
• С наклоном влево			
	NSK P26R	Z217426	68\$
• С наклоном вправо			
	NSK P26L	Z217427	68\$
• С наклоном влево			
Промывание и чистка	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	NSK P40	Z217550	59\$
• Для промывания (ø0,6 мм)			
	NSK P41	Z217555	59\$
• Для промывания (ø0,8 мм)			
Уход за имплантатами (V-держатели)	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	NSK V10	Z217041	64\$
• Ключ для замены насадок включен в комплект • Пластиковая насадка приобретается отдельно			
	V-P10	Y900184	47\$
• Набор из 3 шт.			
	V-P12	Y1002167	47\$
• Набор из 3 шт.			

Varios

Уход за имплантатами (V-держатели)



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
V-P11R	Y1002165	47\$
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
V-P11L	Y1002166	47\$
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		
V-P26R	Y1002168	47\$
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
V-P26L	Y1002169	47\$
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		

Эндодонтия




NSK

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
E4	Z217428	47\$
• Для чистки корневых каналов		
E4D	Z217528	53\$
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
E5	Z217305	47\$
• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение		
E6	Z217306	47\$
• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение		
E7	Z217307	47\$
• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов		
E7D	Z217317	53\$
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
E8	Z217308	47\$
• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов		

Varios

Эндодонтия



NSK

NSK

NSK

NSK

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
E8D	Z217318	53\$
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
E15D	Z217319	60\$
• С алмазным покрытием • Для обнаружения корневых каналов		
E11	Z217031	70\$
• Для U-файлов (ø0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для передних зубов		
E12	Z217032	70\$
• Для U-файлов (ø0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для задних зубов		

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
U files 33 mm / #15	Y900062	12\$
• ISO15 • Набор из 6 шт.		
U files 33 mm / #20	Y900063	12\$
• ISO20 • Набор из 6 шт.		
U files 33 mm / #25	Y900064	12\$
• ISO25 • Набор из 6 шт.		
U files 33 mm / #30	Y900065	12\$
• ISO30 • Набор из 6 шт.		
U files 33 mm / #35	Y900066	12\$
• ISO35 • Набор из 6 шт.		


Каждый набор E11, E12 и V30 включает ключ для замены насадок. При заказе других насадок ключ в комплект не входит. В этом случае заказывайте ключ отдельно.



Varios

Эндоретроградные		МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	NSK	E30RD	Z217212	73\$
		• С алмазным покрытием • Для задних зубов (с наклоном вправо)		
	NSK	E30LD	Z217213	73\$
		• С алмазным покрытием • Для задних зубов (с наклоном влево)		
	NSK	E31D	Z217210	73\$
		• С алмазным покрытием • Для передних зубов (с наклоном 70°)		
	NSK	E32D	Z217211	73\$
		• С алмазным покрытием • Для передних зубов (с наклоном 90°)		
Удаление зубов		МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
		G95	Z217705	147\$
		• Нитрид-титановое покрытие • Толщина 0,7 мм • Двойная кромка, заостренная в трех направлениях		
Реставрация зубов (с минимальным вмешательством)		МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	NSK	G61D	Z217601	68\$
		• С алмазным покрытием		
	NSK	G62D	Z217602	68\$
		• С алмазным покрытием		
	NSK	G65D	Z217605	68\$
		• С алмазным покрытием		
	NSK	G66D	Z217606	68\$
		• С алмазным покрытием		
	NSK	G67D	Z217607	67\$
		• С алмазным покрытием		
	NSK	G68D	Z217608	67\$
		• С алмазным покрытием		

Varios

Уплотнение		МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
		Tip Cap	Y140751	23\$
		• Автоклавизируемый • Для насадок G21/G22 (набор из 10шт.)		
Эндодонтическая система с V-держателем		МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
		V-S50	Y900169	42\$
		• Для чистки корневых каналов 17 мм • Набор из 3 шт.		
		V-S51	Y900170	42\$
		• Для чистки корневых каналов 23 мм • Набор из 3 шт.		
		V-S52	Y900171	42\$
		• Для чистки корневых каналов 26 мм • Набор из 3 шт.		
		V-S53	Y900172	42\$
		• Для чистки корневых каналов 32 мм • Набор из 3 шт.		



Varios

	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	V-S50D	Y900173	63\$
	• Для расширения каналов 17 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
	V-S51D	Y900174	63\$
	• Для расширения каналов 23 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
	V-S52D	Y900175	63\$
	• Для расширения каналов 26 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
	V-S53D	Y900176	63\$
	• Для расширения каналов 32 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		

Система с V-держателем для реставрации
(с минимальным вмешательством)

	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	V30	Z217030	85\$
	V-G70	Y900118	88\$
		• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.	
	V-G71	Y900119	88\$
		• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.	
	V-G72	Y900120	88\$
		• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.	
	V-G75	Y900121	88\$
		• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.	
	V-G76	Y900122	88\$
		• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.	
	Assorted Tip Kit	Y900158	85\$
		• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида	

Varios

	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	V30	Z217030	85\$
	V-G77	Z900165	88\$
	V-G78	Z900166	88\$
	V-G79	Z900167	88\$
	Assorted Tip Kit	Y900168	87\$
		• Набор насадок: по 1-ой насадке каждого вида	



Varios

Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ	APT.	цена
G8 Pack	Y100163	225\$
• Комплект 6 шт.		
G9 Pack	Y100164	225\$
• Комплект 6 шт.		

Наборы насадок Пародонтология



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Perio Kit A	Y900144	188\$
• P1D, P20, P30, P10: по 1 шт. каждого вида		
• Держатель для насадок: 1 шт.		


Пародонтология



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Perio Kit B	Y900145	188\$
• P20, P25R, P25L: по 1 шт. каждого вида		
• Держатель для насадок: 1 шт.		
Perio Control Kit	Y1002606	210\$
• V10, V-P12, V-P11R, V-P11L, V-P26R, V-P26L : по 1 шт. каждого вида		
Разветвление корней многокорневых зубов и искривленная корневая поверхность		

Varios

Эндодонтия



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Endo Kit E11	Y900146	120\$
• E11: 1 шт.		
• Держатель с углом наклона 120° для передних зубов		
• Ключ для замены насадок: 1 шт.		
• U-файлы 33 мм #15, #25, #30, #35: набор из 6 шт. каждого размера.		
Для ирригации корневых каналов передних зубов		

Эндодонтия



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Endo Kit E12	Y900147	120\$
• E12: 1 шт.		
• Держатель с углом наклона 95° для задних зубов		
• Ключ для замены насадок: 1 шт.		
• U-файлы 33 мм #15, #25, #30, #35: набор из 6 шт. каждого размера.		
Для ирригации корневых каналов задних зубов		

Эндодонтия



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Retro Kit	Y900149	258\$
• E30RD, E30LD, E31D, E32D: по 1 шт. каждого вида		
• Держатель для насадок: 1 шт.		
4 вида насадок для ретроградной обработки корневых каналов		

Реставрация (с минимальным вмешательством)



МОДЕЛЬ	APT.	цена
MI Starter Kit	Y900150	158\$
• V-держатель V30: 1 шт.		
• Ключ для замены насадок: 1 шт.		
• V-G70, V-G71, V-G72: по 1 шт. каждого вида		
• V-S1, V-S3, V-S33: по 1 шт. каждого вида		
• V-G77, V-G78, V-G79: по 1 шт. каждого вида		
Начальный набор для реставрации с минимальным вмешательством с V-держателем		



Ti-Max S970

Пневматические скалеры

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	S970L	T1005	1 160\$
—	S970	T1020	873\$
• Титановый корпус с покрытием DURACDAT против царапин			
• 3 уровня мощности			
• Частота колебаний: 5 800-6 200 Гц			
• 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок (CR-20) и колпачок для насадки (L)			

Прямое подключение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	S970KL	T1013	1 220\$
• Оптика из сотообразного стекла			
●	S970SL	T1015	1 220\$
• Оптика из сотообразного стекла			

AS2000

Пневматические скалеры



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	AS2000 M4	T698	455\$
• Частота колебаний: 5 600- 6 000 Гц			
• 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок и колпачок для насадки			
• Для 4-канального разъема Midwest • Вес: 67 г.			
—	AS2000 B2/3	T697	455\$
• Частота колебаний: 5 600- 6 000 Гц			
• 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок и колпачок для насадки			
• Для 2/3-канального разъема Borden • Вес: 64 г.			

Насадки для пневматических скалеров

Удаление зубного камня



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
S1	Z252411	72\$
• Универсальная насадка		
S2	Z252413	72\$
• Серповидной формы		
S3	Z252412	72\$
• Для пародонтологического лечения		




Пародонтология



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
S10	Z252420	111\$
• Универсальная тонкая насадка		
S20	Z252441	111\$
• Для пародонтологического лечения (прямая)		
S21R	Z252442	111\$
• Для пародонтологического лечения (с наклоном вправо)		
S21L	Z252443	111\$
• Для пародонтологического лечения (с наклоном влево)		
S35	Z252015	106\$
V-P10	Y900184	47\$
• Набор из 3 шт.		
V-P12	Y1002167	47\$
• Набор из 3 шт.		
V-P11R	Y1002165	47\$
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
V-P11L	Y1002166	47\$
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		
V-P26R	Y1002168	47\$
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
V-P26L	Y1002169	47\$
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		
Perio Control Kit	Y1002754	127\$
• S35, V-P10, V-P12, V-P11R, V-P11L : по 1 шт. каждого вида		



Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Эндодонтическая система с V-держателем	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	S75	Z252035	150\$
	• Ключ для замены насадок включен в комплект		
	V-U15	Y900177	99\$
	• V-файл для ирригации 23 мм #15 • ISO15 • Набор из 6 шт.		
	V-U20	Y900178	99\$
	• V-файл для ирригации 23 мм #20 • ISO20 • Набор из 6 шт.		
	V-U25	Y900179	99\$
	• V-файл для ирригации 23 мм #25 • ISO25 • Набор из 6 шт.		
	V-U30	Y900180	99\$
	• V-файл для ирригации 23 мм #30 • ISO30 • Набор из 6 шт.		
	V-U35	Y900181	99\$
	• V-файл для ирригации 23 мм #35 • ISO35 • Набор из 6 шт.		

Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Система с V-держателем для реставрации (для минимального вмешательства)	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	S75	Z252035	150\$
	• Ключ для замены насадок включен в комплект		
	V-G70	Y900118	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G71	Y900119	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G72	Y900120	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G75	Y900121	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G76	Y900122	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	Assorted Tip Kit	Y900158	85\$
	• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида		
Система с V-держателем для реставрации (для минимального вмешательства)	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	S75	Z252035	150\$
	• Ключ для замены насадок включен в комплект		
	V-G77	Y900165	88\$
	• С алмазным покрытием • Со стандартным размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
	V-G78	Y900166	88\$
	• С алмазным покрытием • С мелким размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
	V-G79	Y900167	88\$
	• С алмазным покрытием • С очень мелким размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
	Assorted Tip Kit	Y900168	87\$
	• Набор насадок: по 1-ой насадке каждого вида		



Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Насадки для реставрации
(с минимальным вмешательством)



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
S65D	Z252465	114\$

• С алмазным покрытием



S66D	Z252466	114\$
------	---------	-------

• С алмазным покрытием



S67D	Z252467	114\$
------	---------	-------

• С алмазным покрытием



S68D	Z252468	114\$
------	---------	-------

• С алмазным покрытием

Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Насадки для реставрации
(препарирование под коронку)



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
S71D	Z252471	114\$

• С алмазным покрытием



S72D	Z252472	114\$
------	---------	-------

• С алмазным покрытием



S81D	Z252469	114\$
------	---------	-------

• С алмазным покрытием



S82D	Z252462	114\$
------	---------	-------

• С алмазным покрытием



S83D	Z252461	114\$
------	---------	-------

• С алмазным покрытием



S86D	Z252460	114\$
------	---------	-------

• С алмазным покрытием



Prophy-Mate neo

Система для полирования зубов

Комплекты Prophy-Mate neo



	МОДЕЛЬ	APT.	цена
NSK	PMNG-PTL-P	Y135029	1 010\$
KaVo®	PMNG-KV-P	Y135030	1 010\$
Sirona®	PMNG-SR-P	Y135031	1 010\$
W&H®	PMNG-WH-P	Y135032	1 010\$
Bien-Air®	PMNG-BA-P	Y135033	1 010\$
M4	PMNG-M4-P	Y135034	910\$
B2	PMNG-B2-P	Y135035	910\$

- Комплектация:
- Наконечник Prophy-Mate neo с насадками 60° и 80°
 - Комплект для ухода
 - 5 пакетиков чистящего порошка FLASH pearl по 15 гр.
 - Крышка от резервуара с порошком
 - Ключ для замены насадки
 - Запасные детали

Чистящий порошок FLASH pearl



МОДЕЛЬ	APT.	цена
FLASH pearl	Y900693	150\$
• Упакован в оригинальную удобную коробку • Содержит 100 пакетиков по 15 г		
FLASH pearl (Bottle)	Y900698	140\$
• 4 банки, упакованные в коробку • В комплекте мерный стаканчик • Емкость каждой банки 300 мл.		

Perio-Mate

Система для поддесневой обработки поверхности

Комплекты Perio-Mate



	МОДЕЛЬ	APT.	цена
NSK	PER-PTL-P	Y1002654	1 200\$*
KaVo®	PER-KV-P	Y1002655	1 280\$*
Sirona®	PER-SR-P	Y1002656	1 280\$*
W&H®	PER-WH-P	Y1002657	1 280\$*
Bien-Air®	PER-BA-P	Y1002658	1 280\$*
M4	PER-M4-P	Y1002659	1 160\$*
B2	PER-B2-P	Y1002660	1 110\$*

- Комплектация:
- Наконечник
 - Резервуар для порошка
 - Насадка (40 шт.)
 - Набор для обслуживания
 - Флакон с порошком (на основе глицина)

Гигиенические стерильные
одноразовые насадки



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Perio Mate Nozzle Tip	Y1002741	87\$*
• Комплект 40 шт.		

Порошок для поддесневых операций для
использования с пескоструйными системами



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Perio Mate Powder	Y900938	185\$*
• 2 флакона, упакованные в коробку • Каждый флакон содержит 160 гр порошка		



*Товар находится на стадии
получения РУ на территории РФ.



ENDO-MATE TC2

Беспроводной эндодонтический мотор с автореверсом



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
ENDO-MATE TC2 (230V)	Y1001027	1 170\$
• Головка MP-F16R • Мотор ENDO-MATE TC2 • Зарядное устройство		
ENDO-MATE TC2 MPA (230V)	Y1001028	1 220\$
• Головка MPA-F16R • Мотор ENDO-MATE TC2 • Зарядное устройство		

ENDO-MATE DT

Портативный эндодонтический мотор с автореверсом



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
ENDO-MATE DT (230V)	Y1411121	1 175\$
• Блок управления • Микромотор с кабелем • Головка MP-F20R (20:1) • Подставка для наконечника • Блок питания		
ENDO-MATE DT W/O (230V)	Y1411124	890\$
• Блок управления • Микромотор с кабелем • Подставка для наконечника • Блок питания		

iPex II

Цифровой апекслокатор



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
iPexII Complete Set	Y1002208	997\$
• Блок управления • Кабель iPexII (1,8 м) • Держатель файла iPexII (3 шт.) • Загубник (3 шт.) • Сухие марганцевые батареи стандарта AAA (3 шт.) • Тестер iPexII		

Головки для ENDO-MATE TC2, DT



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
MP-F20R	Y110044	435\$
MP-F16R	Y110096	435\$
• Понижение 20:1 / 16:1		



MPA-F16R	Y110097	505\$
• Возможность подключения к апекслокатору (для инструментов с длинным хвостовиком) • Понижение 16:1		



MPAS-F20R	Y110046	505\$
MPAS-F16R	Y110098	505\$
• Возможность подключения к апекслокатору (для инструментов с коротким хвостовиком) • Понижение 20:1 / 16:1		



iFX75	C1098001	455\$
• Миниатюрная головка • Понижение 16:1 • Корпус из нержавеющей стали		



VarioSurg 3

Ультразвуковая хирургическая система



Наконечник



Аксессуары



Комплект SG Link (приобретается отдельно) Surgic Pro X VarioSurg 3



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	VarioSurg 3 (230V)	Y1002726	7 700\$
- Блок управления - Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м - Ножное управление FC-78 • Стерилизационный блок - Бокс для насадок - Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары - Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)			
●	VarioSurg 3 (230V) Non FT	Y1002248	6 250\$
- Комплект с оптикой без педали - Блок управления - Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м - Стерилизационный блок • Бокс для насадок - Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары - Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)			

оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	VS3-LED-HPSC	E11133	3 580\$
Со шлангом 2 м			

МОДЕЛЬ	APT.	цена
FC-78	Z1102003	1 690\$
- Ножное управление - Со шлангом 2 м		

МОДЕЛЬ	APT.	цена
VarioSurg 3 Link set (E)	Y1002729	780\$
- Соединительный кронштейн SG - Соединительный кабель SG		

VarioSurg

Костная хирургия



МОДЕЛЬ	APT.	цена
SG1	Z305101	160\$
H-SG1	Z305151	170\$
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки 5 зубцов толщиной 0,6 мм		
SG1A	Z305138	170\$
- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки 5 зубцов толщиной 0,6 мм		
SG2R	Z305102	160\$
Насадка с наклоном вправо • 3 зубца толщиной 0,6 мм		
SG2L	Z305103	160\$
Насадка с наклоном влево • 3 зубца толщиной 0,6 мм		
SG8	Z305109	160\$
H-SG8	Z305155	170\$
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки 3 зубца толщиной 0,6 мм		
SG8A	Z305139	170\$
- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки 3 зубца толщиной 0,6 мм		
SG14R	Z305122	170\$
- Насадка с наклоном вправ 5 зубцов толщиной 0,6 мм		
SG14L	Z305123	170\$
- Насадка с наклоном влево 5 зубцов толщиной 0,6 мм		
SG19	Z305135	165\$
- Точечная метка 3 мм от кромки 5 зубцов толщиной 0,8 мм		
SG30	Z305137	160\$
Острая кромка • Толщина 0,5 мм		
SG58	Z305141	180\$
- Нитрид-титановое (TiN) покрытие - Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки 3 зубца толщиной 0,6 мм		



VarioSurg

Костные скребки



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SG3	Z305104	160\$
• Насадка/шпатель с тремя рабочими кромками		
SG4	Z305105	160\$
• Насадка/шпатель с рабочей кромкой		
SG5	Z305106	160\$
• Насадка с закругленной рабочей кромкой		

Удаление зубов



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SG17	Z305132	160\$
• Толщина 0,7 мм		
SG18R	Z305133	165\$
• Насадка с наклоном вправо • Толщина 0,7 мм		
SG18L	Z305134	165\$
• Насадка с наклоном влево • Толщина 0,7 мм		

Насадки

Гидравлический синуслифтинг



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SCL1	Z305170	190\$
• Внутренняя ирригация		
SCL1D	Z305171	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL2D	Z305182	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL3	Z305172	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL3D	Z305173	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL4D	Z305184	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL5	Z305174	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL5D	Z305175	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		

Синуслифтинг



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SG6D	Z305107	126\$
SG7D	Z305108	126\$

Насадки

Работа с мембраной



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
SG9	Z305110	145\$
• Плоский круговой выгнутый элеватор • Угол наклона 90°		
SG10	Z305111	145\$
• Плоский круговой выгнутый элеватор • Угол наклона 135°		
SG11	Z305112	145\$
• Коническая насадка		

Имплантация



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
SG15A	Z305124	155\$
• Диаметр кончика насадки 0,7 мм		
SG15B	Z305125	155\$
• Диаметр кончика насадки 1,3 мм		
SG15C	Z305126	155\$
• Диаметр кончика насадки 0,9 мм		
SG15D	Z305127	155\$
• Диаметр кончика насадки 1,3 мм		
SG16A	Z305128	155\$
• Диаметр 2,0 мм		
SG16B	Z305129	155\$
• Диаметр 2,6 мм		

Насадки

Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
G1-S	Z305113	105\$

Пародонтология



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
P20-S	Z305114	105\$
• Прямая насадка		
P25R-S	Z305115	105\$
• Насадка с наклоном вправо		
P25L-S	Z305116	105\$
• Насадка с наклоном влево		

Эндоретроградные



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
E30RD-S	Z305118	145\$
• Для жевательных зубов (с наклоном вправо)		
E30LD-S	Z305119	145\$
• Для жевательных зубов (с наклоном влево)		
E31D-S	Z305120	145\$
• Для передних и жевательных зубов (70°)		
E32D-S	Z305121	145\$
• Для передних зубов (90°)		



Насадки

Уход	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	V10-S	Z305117	165\$
	• Ключ Е-типа включен в комплект *Пластиковая насадка не включена		
	V-P10	Y900184	47\$
	• Набор из 3 шт.		
	V-P12	Y1002167	47\$
	• Набор из 3 шт.		
	V-P11R	Y1002165	47\$
	• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
	V-P11L	Y1002166	47\$
	• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		
	V-P26R	Y1002168	47\$
	• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
	V-P26L	Y1002169	47\$
	• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		

Насадки

Наборы насадок	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	Basic H-S Kit	Y1002775	840\$
	• Базовый набор для VarioSurg3 • H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 • Бокс для насадок		
	Basic S Kit	Y900687	840\$
	• Базовый набор • SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 • Бокс для насадок		
	Bone Cit Kit	Y900688	765\$
	• Набор для костной пластики • SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D • Бокс для насадок		
	Sinus Lift Kit	Y900689	830\$
	• Набор для синуслифтинга • SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11 • Бокс для насадок		
	Endo-S Kit	Y900691	615\$
	• Набор для ретроградных манипуляций • G1-S, E3ORD-S, E3OLD-S, E31 D-S, E32D-S • Бокс для насадок		
	Implant Preparation Kit	Y900774	555\$
	• Набор для имплантации • SG15A, SG158, SG1 5A, SG168 • Бокс для насадок ГЧ1 Возможность		
	Socket Lift Kit for Regular Size Implant	Y1002841	640\$
	• SCL1D, SCL2D, SCL1 • Ключ для насадок VS • Бокс для насадок		
	Socket Lift Kit for Wide Size Implant	Y1002842	790\$
	• SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3 • Ключ для насадок VS • Бокс для насадок		

Surgic Pro2

Хирургический микромотор



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	Surgic Pro2 OPT	Y1004195	4 850\$
• Блок управления • Оптический микромотор SGL80M • Оптический наконечник X-SG20L (Понижение 20:1) • БЕСПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ • Ирригационная трубка (в упаковке 3 штуки) и другие принадлежности			

Микромотор



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	SGL80M	Y1004211	1 100\$



Surgic Pro2

Аксессуары



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
FC-81	Z1401001	700\$

- Беспроводная педаль

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Link Stand 2	Z1452001	150\$

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Link Module	Z1402001	160\$

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SG-CASE	S900040	275\$

- Стерилизационный блок (приобретается отдельно)
- Размеры: Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Чемодан для переноски	Y1004219	900\$

- Кейс для транспортировки (приобретается отдельно)
- Размеры: Ш534 x Д427 x В207 (мм)



Surgic Pro+

Хирургический микромотор с оптикой LED и функцией записи данных



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	Surgic Pro+ OPT-D (230V)	Y1002096	4 110\$
• Блок управления с функцией записи данных • Микромотор SGL70M с оптикой LED • Ножное управление FC-78 • Наконечник с оптикой Ti-Max X-DSG20L (понижение 20:1) • Ирригационные шланги (5шт.) и другие аксессуары			

Surgic Pro

Хирургический микромотор с оптикой LED без функции записи данных



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	Surgic Pro OPT (230V)	Y1001933	3 690\$
—	Surgic Pro NON-OPT (230V)	Y1001934	3 555\$
• Блок управления без функции записи данных • Микромотор SGL70M с ОПТИКОЙ LED / Микромотор SG70M без оптики • Ножное управление FC-78 • Наконечник X-SG20L с оптикой (Понижение 20:1) / Наконечник SG20 (Понижение 20:1) • Ирригационные шланги (5шт.) и другие аксессуары			

Микромотор



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	SGL70M	E1023	2 100\$
—	SG70M	E1025	1 650\$
• Титановый корпус · С кабелем 2 м.			

Surgic Pro

Аксессуары



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
FC-78	Z1102001	1 690\$

- Ножное управление
- Педаль с кабелем 2м

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Handle Set	Z1027001	75\$
• Кронштейн (приобретается отдельно) • Кронштейн для ножной педали		

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
SG-CASE	20001348	270\$
• Стерилизационный блок (приобретается отдельно) • Размеры: Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)		

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Carrying CASE	Y1001952	895\$
• Кейс для транспортировки (приобретается отдельно) • Размеры: Ш534 x Д427 x В207 (мм)		

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Irrigation Tube	Y900113	105\$
• Ирригационные системы • 5 шт. в комплекте		
Irrigation Tube	Y900114	200\$
• Ирригационные системы • 10 шт. в комплекте		



Ti-Max X-DSG20L

Разборный хирургический наконечник



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	X-DSG20L	C1068	1 380\$
—	X-DSG20	C1067	1 055\$
• Понижение 20:1 • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Оптика из сотообразного стекла • Кнопочный зажим бора • Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer) • Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н•см • Макс. скорость: 2 000 об/мин			

Ti-Max X-DSG20Lh

Разборный хирургический наконечник с шестигранной системой удержания бора



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	X-DSG20Lh	C1076	1 425\$
—	X-DSG20h	C1075	1 185\$
• Понижение 20:1 • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Оптика из сотообразного стекла • Кнопочный зажим бора • Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer) • Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н•см • Макс. скорость: 2 000 об/мин			

Ti-Max X-SG20L



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	X-SG20L	C1003	1 150\$
• Понижение 20:1 • Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин • Оптика из сотообразного стекла • Кнопочный зажим бора • Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer) • Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н•см • Макс. скорость: 2 000 об/мин			

S-Max SG20



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
—	SG20	C1010	870\$
• Понижение 20:1 • Корпус из нержавеющей стали • Кнопочный зажим бора • Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer) • Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н•см • Макс. скорость: 2 000 об/мин			

Ti-Max X-SG93L



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	X-SG93L	C1004	1 185\$
—	X-SG93	C1007	960\$
• Повышение 1:3 • Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин • Оптика из сотообразного стекла (X-SG93L) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Внешнее охлаждение • Макс. скорость: 120 000 об/мин			

Ti-Max Z-SG45L



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	Z-SG45L	C1107	1 180\$
—	Z-SG45	C1108	980\$
• Повышение 1:3 • Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин и скольжения • Оптика из сотообразного стекла (Z-SG45L) • Керамические подшипники • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Для FG боров (ø1,6 мм) • Внешнее охлаждение • Система против нагрева • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC) • Макс. скорость: 120 000 об/мин			

Ti-Max X-SG25L



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	X-SG25L	C1011	845\$
• Прямая передача • Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин • Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Внешнее охлаждение • Макс. скорость: 40 000 об/мин			



Ti-Max X-SG65L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X-SG65L	H1009	895\$
—	X-SG65	H1038	875\$

- Прямая передача • Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла (X-SG65L)
- Система очистки головки • Для НР боров (ø2,35 мм)
- Для СА боров (ø2,35 мм)*
- * Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 40 000 об/мин

Наконечники для микрохирургии

Прямые наконечники



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	SGS-ES	H264	785\$

- Прямая передача 1:1
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



—	SGS-E2S	H266	880\$
---	---------	------	-------

- Повышение 1:2
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 80 000 об/мин

Наконечники с углом 20°



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	SGA-ES	H263	985\$

- Прямая передача 1:1
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



—	SGA-E2S	H265	1 120\$
---	---------	------	---------

- Повышение 1:2
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 80 000 об/мин

Наконечники для микропил



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	SGR2-E	SH162	1 490\$

- Понижение 3.2:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Возвратно-поступательное движение



—	SGO2-E	SH164	1 825\$
---	--------	-------	---------

- Понижение 3.5:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Осциллирующее движение под углом 17°



—	SGT2-E	SH163	1 665\$
---	--------	-------	---------

- Понижение 3.2:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Сагиттальное движение под углом 3°


SGR2-E

Микропилы для возвратно-поступательного движения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SGR-1	Y900072	250\$

- Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.



SGR-2	Y900073	250\$
-------	---------	-------

- Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.




SGR-3	Y900074	250\$
-------	---------	-------

- Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.



SGO2-E


Микропилы для осциллирующего движения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SGO-1	H174034	43\$
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.		
SGO-2	H174044	43\$
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.		
SGO-3	H174031	43\$
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.		
SGO-4	H174041	43\$
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.		
SGO-5	H174032	43\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 шт.		
SGO-6	H174042	43\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 шт.		

SGT2-E

Микропилы для сагитального движения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SGT-1	Y900075	250\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.		
SGT-2	Y900076	275\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.		

Комплект iSD900

Беспроводной мотор для имплантации и протезирования



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
iSD900 (230V)	Y1001358	1 310\$
• Мотор iSD900 • с головкой iSD-HP • Зарядное устройство для iSD900 • Калибратор крутящего момента • Рычажный переключатель вкл/выкл		

Osseo 100 / Osseo 100+

Система измерения стабильности имплантата



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Osseo 100	Y1004175	1 900\$
Состав: • Устройство Osseo 100 • Отвертка MultiPeg Driver • Сетевой адаптер и вилки MultiPeg™ не включена, продается отдельно		
Osseo 100+	Y1004176	2 200\$
Беспроводное соединение с Surgic Pro2		
Состав: • Устройство Osseo 100+ • Отвертка MultiPeg Driver • Сетевой адаптер и вилки MultiPeg™ не включена, продается отдельно		
MultiPeg	div.	35\$
Существуют разные типы MultiPegs™, подходящие для работы с разными системами имплантов. Пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком.		



ULTIMATE XL

Бесщеточный микромотор

Настольно-горизонтальная система	Голова	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	Тип Compact	UMXL-GC (230V)	Y141470	1 780\$
	• Блок управления • Наконечник с микромотором • Педаль • Подставка для наконечника			



ULTIMATE XL-D

Бесщеточный микромотор

Настольно-вертикальная система	Голова	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	Тип Torque	UMXL-DT (230V)	Y141504	1 890\$
	Тип Compact	UMXL-DC (230V)	Y141505	1 890\$
• Блок управления • Наконечник с микромотором • Педаль • Подставка для наконечника				



ULTIMATE XL-K

Бесщеточный микромотор

Система управления коленного типа	Голова	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	Тип Torque	UMXL-KT (230V)	Y141495	1 860\$
	Тип Compact	UMXL-KC (230V)	Y141496	1 860\$
• Блок управления • Наконечник с микромотором • Подставка для наконечника				



ULTIMATE XL-F

Система управления напольного типа	Голова	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	Тип Torque	UMXL-FT (230V)	Y141513	1 890\$
	Тип Compact	UMXL-FC (230V)	Y141514	1 890\$
• Блок управления • Наконечник с микромотором • Подставка для наконечника				



ULTIMATE XL series

Микромотор с кабелем

Голова	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
	Torque UMXL-T	Y141440	965\$
	• Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин • Максимальный крутящий момент: 8,7 Н.см		
	Compact UMXL-C	Y141444	965\$
	• Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин • Максимальный крутящий момент: 6,0 Н.см		
	E-type UMXL-EM	E342	855\$
	• Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин • Максимальный крутящий момент: 6,0 Н.см		

Адаптер TA50 для управления турбиной PRESTO AQUA II

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
TA50	U375	197\$
• Адаптер для воздушной турбины • Ш75 x Д100 x В30 (мм)		



VOLVERE i7



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Volvere i7 RM (230V)	Y1002890	950\$
Комплектация: • Блок управления VOLVERE i7 • Наконечник с микромотором • Педаль • Подставка для наконечника		
Volvere i7 E (230V)	Y1003523	950\$
Комплектация: • Блок управления VOLVERE i7 • Микромотор E-типа • Педаль • Подставка для наконечника		

PRESTO AQUA II

Не требующий смазки турбинный наконечник с системой подачи воды



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
—	PRESTO AQUA II	Y150023	1 760\$
• Блок управления PRESTO AQUA II			
• Наконечник к PRESTO AQUA			
• Переходник QD-J B3			
• Воздушный шланг для PRESTO AQUA II			
• Педаль (AFC-40)			
• Вспомогательный шланг для PRESTO			

Наконечник PRESTO AQUA



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
—	PRA-HP	T816	755\$
• Наконечник PRESTO AQUA			
—	QD-J B3	T354051	98\$
• Переходник для PRESTO AQUA			

Комплекты iCare



Два стандартных порта + два порта вращения

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
iCare C2 Type (230V)	Y1002787	2 310\$

Один стандартный порт + три порта вращения

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
iCare C3 Type (230V)	Y1002788	2 570\$

- Комплектация
- Блок iCare
 - Адаптер для очистки цанги
 - Шнур питания
 - Фильтр для головки наконечника
 - Масло для техобслуживания для iCare (1 литр)
 - Комплект масляных фильтров
 - Масляный абсорбер
 - Воронка для заливки масла
 - Воздушный шланг

Адаптеры iCare

МОДЕЛЬ		АПТ.	цена
E-Type Adaptor*	Для всех наконечников с разъемом E-типа* с оптикой и без оптики	Z280035	140\$
PTL Adaptor	Для турбин NSK под разъем переходника PTL	Z257010	140\$
B2/M4 Adaptor	Для турбин с 2-канальным разъемом Borden	T904	70\$
KV Adaptor	Для турбин KaVo® под разъем переходника MULTiflex® LUX	Z257020	140\$
SR Adaptor	Для турбин Sirona® под разъем переходника Sirona®	Z257023	140\$
WH Adaptor	Для турбин W&H® под разъем переходника Roto Quick	Z257021	140\$
BA Adaptor*	Для турбин Bien-Air® под разъем переходника Unifix®	Z280022	140\$
F-Type Adaptor*	Для головок к ENDO-MATE DT / TC2 / AT и iSD900	Z280042	140\$

*Проконсультируйтесь с дилером по вопросу наличия адаптеров для наконечников других производителей.

Принадлежности iCare



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Maintenance Oil	Z016130	145\$
(1 канистра, 1 литр)		
Maintenance Oil	Y1002783	770\$
(набор из 6 канистр)		
Mist Filter Set	Y900159	28\$
Набор: 12 шт. масляных фильтров		
Oil Absorber Sheet	U433135	8\$
Набор: 10 масляных абсорберов		

PANA SPRAY Plus



Информация предоставляется по запросу

Насадки PANA SPRAY Plus

МОДЕЛЬ		АПТ.	цена
Phatelus Spray	Для высокоскоростных наконечников и пневматических моторов с разъемами Phatelus и Mach	P183090	8\$
KV Nozzle	Для KaVo® MULTiflex® LUX	Z090051	15\$
SR Nozzle	Для Sirona® Quick	Z090052	15\$
WH Nozzle	Для W&H® Roto Quick	Z090054	15\$
BA Nozzle	Для Bien-Air® Unifix®	Z090053	15\$
Phatelus Contra Spray Nozzle	Для головок к пневматическому мотору Phatelus Spray Nozzle	M070090	8\$
E-Type Spray Nozzle	Для наконечников с разъемом E-типа*	Z019090	8\$
F-Type Spray Nozzle	Для головок к ENDO-MATE TC2 / DT / AT и iSD900 Nozzle	Z256090	11\$

Мульти-манометр



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
MG-4H	Z109400	450\$
• Для 4-канального разъема Midwest и Midwest с оптикой		
MG-2/3H	Z109200	450\$
• Для 2/3-канального разъема Borden		

*E-тип: соответствует стандарту ISO3964

Авторизованные сервисные центры по ремонту и обслуживанию оборудования NSK:



- качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание
- проведение диагностики / экспертизы оборудования
- наличие оригинальных запчастей
- гарантия на проведенные работы и запчасти
- консультации по обслуживанию и эксплуатации оборудования

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Н. Селла www.nsella.ru
111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12А, стр. 1
Тел.: +7 (495) 771-75-39 tc@nsella.ru

Дентекс www.dentex.ru
115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, стр. 2
Тел.: +7 (495) 974-30-30 service@dentex.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Н. Селла www.nsellaspb.ru
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д. 15, корп. 3, лит. 3, офис 307
Тел.: +7 (812) 313-19-31 tcspsb@nsella.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Вот-Сервис www.vot-service.ru
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Пановой, д. 34
Тел.: +7 (863) 260-20-67 vot-service@mail.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Эдвайс www.advice-stom.ru
454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина 13А, оф. 4
Тел.: +7 (351) 724-33-33, 724-55-55 info@advice-stom.ru

Н.Селла
620014, Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, д.1, к.А, БЦ Президент, офис 13.2
Тел.: +7 (343) 289-51-63

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Медиа Тех <http://mediatech-nn.my1.ru>
г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д. 65.
Тел.: +7 (31) 251-14-74 Факс: +7 (31) 251-14-74 mediatech-nn@yandex.ru

Контактная информация

Список официальных дилеров NSK в России

Генеральный дистрибьютор

Н.СЕЛЛА

111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12а, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 771-75-39 (многоканальный).
nsk@nsella.ru, zakaznsk@nsella.ru
www.nsella.ru

Дистрибьюция

ДЕНТЕКС

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12, стр. 1, 3-й этаж.
Тел.: +7 (495) 974-30-30 (многоканальный)
Тел.: +7 (800) 700-80-58 (Бесплатно по России)
info@dentex.ru
www.dentex.ru

Список официальных дилеров NSK в СНГ

АРМЕНИЯ

SZ Pharma

0015, г. Ереван, пр. Маштоца, д. 16а-2
Тел.: +374 (10) 53-45-56
Факс: +374 (10) 53-45-56
szpharma@yahoo.com

БЕЛАРУСЬ

ДЕНТАКОМПЛЕКС

220104, г. Минск, ул. Матусевича, д. 58 - 182
Тел.: +375 17 3964726, +375 17 3964724, +375 29 6495048
dentacomplex@gmail.com
www.dentacomplex.by

EMG

220090, г. Минск, ул. Олешева, д. 1/7н, офис 4
otemg@proton.me
www.e-medical.by

ГРУЗИЯ

ELKADENT LTD

Ул. Бербуки, д.10, Тбилиси, Грузия
Тел.: +995 555 322 773
Тел.: +995 322 36 12 33
Georgi Gabelaia

SZ Pharm

0015, г. Ереван, пр. Маштоца, д. 16а-2
Тел.: +374 (10) 53-45-56
Факс: +374 (10) 53-45-56
Почта: szpharma@yahoo.com

Контактная информация

Список официальных дилеров NSK в СНГ

КАЗАХСТАН

Луч

050057, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 50
Тел.: +7 (727) 274-01-57
Факс: +7 (727) 274-92-29
info1@luch.asia
www.luch.asia

г. Актау	Тел.: +7 (7292) 50-83-47, aktau@luch.asia
г. Актобе	Тел.: +7 (7132) 52-15-36, aktobe@luch.asia
г. Астана	Тел.: +7 (7172) 39-68-75, 39-83-26, astana1@luch.asia
г. Караганда	Тел.: +7 (7212) 41-92-23, karaganda@luch.asia
г. Кокшетау	Тел.: +7 (7162) 31-11-10, kokshetau@luch.asia
г. Кызылорда	Тел.: +7 (7242) 70-08-28, kyzylorda@luch.asia
г. Павлодар	Тел.: +7 (7182) 34-83-72, pavlodar@luch.asia
г. Петропавловск	Тел.: +7 (7152) 46-10-47, petropavl@luch.asia
г. Семей	Тел.: +7 (7222) 56-75-76, semei@luch.asia
г. Тараз	Тел.: +7 (7262) 43-05-27, taraz@luch.asia
г. Уральск	Тел.: +7 (7112) 50-84-23, uralsk@luch.asia
г. Усть-Каменогорск	Тел.: +7 (7232) 61-29-44, uk-dir@luch.asia
г. Шымкент	Тел.: +7 (7252) 46-72-00, 46-80-30, shimkent@luch.asia

Витайм

111500, г. Рудный, ул. Горняков, д. 66
Тел.: 8 (7142) 39-05-91

Астра-Дент

050008, г. Алматы, пр. Абая, д. 58А, 7 этаж
Тел.: +7 (771) 718-18-56, +7 (727) 391-08-28
Факс: +7 (727) 391-00-25
info@adent.kz
www.adent.kz

г. Актобе	Тел.: +7 (7132) 71-17-79, a.sarsenov@adent.kz
г. Астана	Тел.: +7 (7172) 31-20-33, astana@adent.kz
г. Атырау	Тел.: +7 (7122) 25-04-71, atyrau@adent.kz
г. Караганда	Тел.: +7 (7212) 56-58-90, karaganda@adent.kz
г. Шымкент	Тел.: +7 (7717) 18-18-54, shymkent@adent.kz
г. Усть-Каменогорск	Тел.: +7 (771) 718-17-81, ust-kamenogorsk@adent.kz

ASKLEPIOS

050000, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 84А
Моб: +7 775 3900210
Тел: +7 727 3540210
Веб сайт: www.asklepios.kz
Почта: info@asklepios.kz

NORDSTOM

110008, г. Костанай, ул. Урожайная, д. 16
Тел: +7 7142 93 21 21
Почта: info@nordstom.kz

Список официальных дилеров NSK в СНГ

УЗБЕКИСТАН

Серго-Дентал

100090, Ташкент, ул. Бабур, д. 77
Тел.: +998 (71) 281-54-25
Факс: +998 (71) 281-54-08
info@sergo-dental.com
www.sergo-dental.com

